

COQUN® Koruyucu içermeyen oftalmik solüsyon

Antihipertansif glokom tedavisi için tamamlayıcı tedavi

COQUN® ne zaman kullanılmalıdır?

COQUN® iki antioksidan molekül (Koenzim Q10 ve Vitamin E TPGS) içeren, 10 ml'lik bir şişe içinde sunulan ve koruyucu içermeyen steril bir göz damlasıdır. COQUN®, glokom patolojisiyle ilişkili oksidatif hasarları önleme özelliği sayesinde antihipertansif glokom tedavisine (yüksek göz içi basıncının düşürülmesi) tamamlayıcı olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

Günde 2 kez her bir gözün konjunktival kesesi içine 1-2 damla ya da doktorunuzun tavsiyesine göre COQUN® damlatınız.

COQUN® nasıl kullanılır?



Şekil 1

Ürünü kullanmadan önce emniyet halkasını çıkarın.



Şekil 2

Kapağı çıkarın.



Şekil 3

Alt göz kapağını nazikçe aşağı doğru çekip yukarı doğru bakarak, her bir gözün konjunktival kesesine 1-2 damla damlatın. Ürünü uygulamak için şişeyi hafifçe sıkın. Koruyucu içermeyen çözeltilere yönelik uygulama şişesinin yapısal özellikleri nedeniyle şişe boşaldıkça ürünün akması için daha fazla basınç uygulanması gerekebilir.



Şekil 4

Kullandıktan sonra şişeyi derhal geri kapatın. Çözelti ilk açıldığı tarihi takip eden 2 ay süresince kullanılabilir.

Uygulama ile ilgili diğer uyulması gereken talimatlar nelerdir?

COQUN®'u diğer ilaçları uyguladıktan en az 10 dakika sonra damlatın.

Uyarılar

Bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik veya aşırı duyarlıysanız bu ürünü kullanmayın.

Herhangi bir istenmeyen etki yaşıyorsanız kullanmayı bırakın ve göz doktorunuza başvurun.

Bu ürün kontakt lensler takılıyken de uygulanabilir.

Ürünü diğer hipotonik ilaçları uyguladıktan en az 10 dakika önce ya da sonra damlatın.

Ürün ilk açıldığı tarihten itibaren 60 güne kadar steril kalır.

Son kullanma tarihi, ürünün açılmamış ve ambalajı içinde doğru biçimde saklanması durumunda geçerlidir.

Bu ürünü ambalaj üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ürünü uygulamadan önce ellerinizi yıkayın.

Şişe ucunun gözlerinize temas etmesinden kaçının.

Hasarlı olması durumunda şişeyi kullanmayın.

Ürünü ışıktan ve ısı kaynaklarından uzak tutun ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Oftalmik kullanım içindir. Yutulmamalıdır.

Bileşimi

100 ml COQUN® göz damlası aşağıdakileri içerir:

100 mg Koenzim Q10

500 mg Vitamin ETPGS (D- α - tokoferil polietilen glikol 1000 süksinat)

100 ml'ye kadar tamponlu izotonik çözelti.

Ambalaj

OSD Sistemli (Oftalmik Sıklı Uygulama Şişesi) koruyucu içermeyen ürün şişesi.

VISUfarma International

2405 Route Des Dolines, Drakkar D, 06560 Valbonne, Fransa **tarafından dağıtılır.**

İthalatçı

Keymen İlaç San. Tic. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah. 2076. Sok. No:8/3, 06510 Çankaya, Ankara, Türkiye

Üretici

VISUfarma S.p.A

Via Alberto Cadlolo, 21 00136 Roma/İtalya

Metnin son revizyon tarihi: Ocak 2022